

SPONGOSTAN®

FICHA TÉCNICA SPONGOSTAN

EMPRESA: JOHNSON & JOHNSON DE CHILE S.A.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO: Laboratorios Euromed

NOMBRE COMERCIAL: SPONGOSTAN

GENÉRICO: HEMOSTÁTICO DE GELATINA/GELITA HEMOSTÁTICA

ORIGEN: GELATINA PORCINA

FABRICANTE: JOHNSON & JOHNSON ETHICON INC.

COMPONENTES: GELATINA DE ORIGEN PORCINO

PAÍS DE ORIGEN: DINAMARCA

TIEMPO DE ABSORCIÓN: 4-6 SEMANAS

INDICACIONES DE USO:

Spongostan está indicado para procedimientos quirúrgicos (sin incluir procedimientos oftálmicos) como un producto adjunto para la hemostasia en casos en que los procedimientos convencionales para el control del sangrado sean ineficaces.

MODO DE ACCIÓN:

La gelatina provee un ambiente para la adhesión y agregación de plaquetas a partir de la cascada de coagulación del paciente.

PRESENTACIÓN:

Standart, Film, Anal, Dental y en Polvo.

ALMACENAMIENTO:

Ambiente seco con temperatura menor a 25°C.

DESCRIPCIONES:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / MATERIAL	LONGITUD	UNIDADES POR CAJA
MS0001	SPONGOSTAN Filme	20cm x 7cm x 0.5mm	20
MS0002	SPONGOSTAN Estandar	7cm x 5cm x 1mm	20
MS0003	SPONGOSTAN Especial	7cm x 5cm x 1mm	20
MS0004	SPONGOSTAN Anal	3cm x 8cm	20
MS0005	SPONGOSTAN Dental	1cm x 1cm x 1cm	24
MS0008	SPONGOSTAN en Polvo	1gr por frasco	6