



## FICHA TÉCNICA SURGICEL FIBRILLAR

**EMPRESA:** JOHNSON & JOHNSON DE CHILE S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:** SURGICEL FIBRILLAR

**GENÉRICO:** CELULOSA OXIDADA REGENERADA EN FIBRAS

**ORIGEN:** VEGETAL

**FABRICANTE:** JOHNSON & JOHNSON ETHICON INC.

**COMPONENTES:** CELULOSA OXIDADA REGENERADA EN FORMA FIBROSA

**PAÍS DE ORIGEN:** PUERTO RICO

**TIEMPO DE ABSORCIÓN:** 7 – 14 DÍAS

### INDICACIONES DE USO:

El Hemostático de Celulosa Oxidada Regenerada (C.O.R) en forma fibrosa **SURGICEL FIBRILLAR**, es indicado para hemostasia en intervenciones quirúrgicas cuando el control de la hemorragia capilar, venosa o arterial mediante presión, ligadura u otros procedimientos convencionales no es efectiva.

### MODO DE ACCIÓN:

La sangre se une con la COR, formando un coágulo artificial con interacción tanto química como mecánica.

### BENEFICIOS:

Producto bactericida contra Gram- positivo y Gram- Negativos.

Se adapta perfectamente a superficies irregulares y llega fácilmente a sitios de sangrado difíciles de alcanzar

Gran versatilidad que permite la separación en capas, la formación de rollos, mechones, láminas, etc.

### DESCRIPCIONES:

CÓDIGO	TAMAÑO	EMPAQUE
411961	2,5 x 5 cm	1 box por 10 unidades
411962	5 x 10 cm	1 box por 10 unidades

**EFFECTOS TÓXICOS:** NO

**VIDA ÚTIL DESPUÉS DE FABRICADOS:** 3 años

**ALMACENAMIENTO:** TEMPERATURA AMBIENTE

### CONTRAINDICACIONES:

No utilizar en heridas contaminadas sin drenaje

No emplear en paciente con alergias conocidas a la COR

No utilizar en compartimientos intravasculares ya que esto implica un riesgo de embolización.