

MAKE LIFE MORE

*beautiful*TM



PART OF THE *Johnson & Johnson* FAMILY OF COMPANIES

DGmed

tú nos inspiras



CATÁLOGO DE
PRODUCTOS

Mentor® proveedor líder de productos médicos en más de 100 países, es uno de los más importantes fabricantes de implantes mamarios en el mundo. Nuestros productos han sido utilizados con éxito y confianza por más de 50 años, con satisfacción inigualada en aumento y reconstrucción mamaria.

Mentor® realiza investigación, desarrollo y fabricación en varios centros de Europa y Estados Unidos.

En 1995 se convirtió en el primer fabricante de implantes de mama en recibir la Marca CE y en el 2006, recibió la aprobación de la FDA para sus implantes de mama gel.

Mentor® está orgulloso de la calidad y dedicación incorporada en cada uno de sus implantes mamarios y tanto las pacientes como los cirujanos, pueden estar seguros de su decisión de utilizar nuestros productos.

Somos una compañía que entiende tus deseos, esperanzas y se preocupa realmente por ti.




mentorimplantes.com



IMPLANTES MAMARIOS GEL COHESIVO I™ - SILTEX

Gel Cohesivo I™, Redondo Micro Texturizado
Perfil Moderado Plus (MP+)



Volumen	Diámetro	Proyección	Código	Gel Sizer*
100	8,1	2,7	354-1001	***RSZ-1001
125	8,8	2,9	354-1251	RSZ-1251
150	9,4	3,0	354-1501	RSZ-1501
175	10,0	3,2	354-1751	RSZ-1751
200	10,5	3,3	354-2001	RSZ-2001
225	10,9	3,5	354-2251	RSZ-2251
250	11,3	3,6	354-2501	RSZ-2501
275	11,7	3,7	354-2751	RSZ-2751
300	12,0	3,7	354-3001	RSZ-3001
325	12,3	3,8	354-3251	RSZ-3251
*350	12,6	3,8	354-3501	RSZ-3501
*375	12,9	3,9	354-3751	RSZ-3751
*400	13,2	4,0	354-4001	RSZ-4001
*450	13,7	4,1	354-4501	RSZ-4501

Gel Cohesivo I™, Redondo Micro Texturizado
Perfil Alto (HP)



Volumen	Diámetro	Proyección	Código	Gel Sizer*
125	8,4	3,6	354-4125	RSZ-1254
150	8,9	3,8	354-4150	RSZ-1504
175	9,4	4,0	354-4175	RSZ-1754
200	9,9	4,1	354-4200	RSZ-2004
225	10,2	4,3	354-4225	RSZ-2254
250	10,5	4,5	354-4250	RSZ-2504
275	10,9	4,6	354-4275	RSZ-2754
300	11,1	4,7	354-4300	RSZ-3004
325	11,5	4,8	354-4325	RSZ-3254
350	11,7	4,9	354-4350	RSZ-3504
375	12,0	5,0	354-4375	RSZ-3754
400	12,3	5,1	354-4400	RSZ-4004
425	12,5	5,2	354-4425	RSZ-4254
450	12,7	5,2	354-4450	RSZ-4504
500	13,2	5,4	354-4500	RSZ-5004

Gel Cohesivo I™, Redondo Micro Texturizado
Perfil Ultra Alto (UHP)



Volumen	Diámetro	Proyección	Código	Gel Sizer*
185	8,6	4,6	354-5185	RSZ-5185
215	8,9	4,7	354-5215	RSZ-5215
240	9,2	4,9	354-5240	RSZ-5240
270	9,5	5,0	354-5270	RSZ-5270
295	9,9	5,2	354-5295	RSZ-5295
320	10,0	5,3	354-5320	RSZ-5320
350	10,3	5,4	354-5350	RSZ-5350
375	10,5	5,5	354-5375	RSZ-5375
400	10,8	5,6	354-5400	RSZ-5400
430	11,1	5,8	354-5430	RSZ-5430
455	11,3	5,9	354-5455	RSZ-5455
**480	11,6	6,0	354-5480	RSZ-5480
**535	12,1	6,3	354-5535	RSZ-5535

* Probador (Sizer) Reutilizable. **Sujetos a disponibilidad de stock nacional. ***Sin Sizer.

IMPLANTES MAMARIOS GEL COHESIVO I™ - SMOOTH

Gel Cohesivo I™, Redondo Liso
Perfil Moderado Plus (MP+)



Volumen	Diámetro	Proyección	Código	Gel Sizer*
125	8,9	2,8	350-1251 BC	RSZ-1251
150	9,5	2,9	350-1501 BC	RSZ-1501
175	10,0	3,1	350-1751 BC	RSZ-1751
200	10,5	3,2	350-2001 BC	RSZ-2001
225	10,9	3,3	350-2251 BC	RSZ-2251
250	11,3	3,4	350-2501 BC	RSZ-2501
275	11,7	3,5	350-2751 BC	RSZ-2751
300	12,0	3,6	350-3001 BC	RSZ-3001
325	12,3	3,8	350-3251 BC	RSZ-3251
350	12,5	3,9	350-3501 BC	RSZ-3501
375	12,8	4,0	350-3751 BC	RSZ-3751
400	13,1	4,0	350-4001 BC	RSZ-4001
450	13,6	4,2	350-4501 BC	RSZ-4501
500	14,1	4,3	350-5001 BC	RSZ-5001

Gel Cohesivo I™, Redondo Liso
Perfil Alto (HP)



Volumen	Diámetro	Proyección	Código	Gel Sizer*
125	8,3	3,5	350-1254 BC	RSZ-1254
150	8,8	3,7	350-1504 BC	RSZ-1504
175	9,3	3,9	350-1754 BC	RSZ-1754
200	9,7	4,0	350-2004 BC	RSZ-2004
225	10,1	4,2	350-2254 BC	RSZ-2254
250	10,5	4,3	350-2504 BC	RSZ-2504
275	10,8	4,4	350-2754 BC	RSZ-2754
300	11,1	4,5	350-3004 BC	RSZ-3004
325	11,4	4,6	350-3254 BC	RSZ-3254
350	11,7	4,8	350-3504 BC	RSZ-3504
375	12,0	4,8	350-3754 BC	RSZ-3754
400	12,2	5,0	350-4004 BC	RSZ-4004
425	12,5	5,0	350-4254 BC	RSZ-4254
450	12,8	5,1	350-4504 BC	RSZ-4504
500	13,2	5,3	350-5004 BC	RSZ-5004
**550	13,6	5,5	350-5504 BC	RSZ-5504

Gel Cohesivo I™, Redondo Liso
Perfil Ultra Alto (UHP)



Volumen	Diámetro	Proyección	Código	Gel Sizer*
240	9,0	4,7	350-5240 BC	RSZ-5240
270	9,3	4,8	350-5270 BC	RSZ-5270
295	9,7	5,0	350-5295 BC	RSZ-5295
320	9,8	5,1	350-5320 BC	RSZ-5320
350	10,1	5,2	350-5350 BC	RSZ-5350
375	10,4	5,3	350-5375 BC	RSZ-5375
400	10,6	5,4	350-5400 BC	RSZ-5400
430	10,9	5,6	350-5430 BC	RSZ-5430
455	11,2	5,7	350-5455 BC	RSZ-5455
480	11,4	5,8	350-5480 BC	RSZ-5480


*Probador (Sizer) Reutilizable. **Sujetos a disponibilidad de stock nacional.

IMPLANTES MAMARIOS GEL COHESIVO III™

Nomenclatura implantes CPG™

Cohesivo	Altura	Proyección
III 3	Alta 3	Alt. 3
	Media 2	Moderada Plus 2
	Baja 1	Moderada 1
LEYENDA:	Dígito 1= Nivel de Cohesividad Dígito 2= Altura del Implante Dígito 3= Proyección del Implante	

Explicación de "A" y "Longitud de Arco"



CPG™ 331 *



CPG™ 321



CPG™ 311 *



CPG™ 332



CPG™ 322



CPG™ 312



CPG™ 333



CPG™ 323



CPG™ 313*



* Modelos no disponibles en stock nacional.

IMPLANTES MAMARIOS GEL COHESIVO III™

CPG™ 312
 Altura Baja, Perfil Moderado Plus
 COHESIVO III™, SILTEX™



Volumen	Ancho	Altura	Proyección	A	Longitud de Arco	Código	Gel Sizer*
170	10,0	8,8	4,2	2,7	5,1	334-1007	RSZ-1007
195	10,5	9,3	4,4	2,9	5,4	334-1057	RSZ-1057
225	11,0	9,7	4,7	3,0	5,6	334-1107	RSZ-1107
255	11,5	10,2	4,9	3,1	5,9	334-1157	RSZ-1157
290	12,0	10,6	5,1	3,3	6,1	334-1207	RSZ-1207
330	12,5	11,1	5,3	3,4	6,4	334-1257	RSZ-1257
370	13,0	11,5	5,5	3,6	6,6	334-1307	RSZ-1307
415	13,5	12,0	5,7	3,7	6,9	334-1357	RSZ-1357
465	14,0	12,4	5,9	3,8	7,1	334-1407	RSZ-1407
515	14,5	12,8	6,1	4,0	7,4	334-1457	RSZ-1457
570	15,0	13,3	6,3	4,1	7,7	334-1507	RSZ-1507

CPG™ 321
 Altura media, Perfil Moderado
 COHESIVO III™, SILTEX™



Volumen	Ancho	Altura	Proyección	A	Longitud de Arco	Código	Gel Sizer*
155	10,0	9,4	3,7	3,4	4,7	354-1008	RSZ-1008
180	10,5	9,9	3,8	3,6	5,0	354-1058	RSZ-1058
215	11,0	10,3	3,9	3,6	5,1	354-1108	RSZ-1108
245	11,5	10,8	4,0	3,8	5,3	354-1158	RSZ-1158
280	12,0	11,3	4,2	4,0	5,6	354-1208	RSZ-1208
315	12,5	11,8	4,4	4,1	5,8	354-1258	RSZ-1258
355	13,0	12,2	4,6	4,3	6,0	354-1308	RSZ-1308
395	13,5	12,7	4,7	4,5	6,3	354-1358	RSZ-1358
440	14,0	13,2	4,9	4,6	6,5	354-1408	RSZ-1408
480	14,5	13,6	5,0	5,0	6,9	354-1458	RSZ-1458

CPG™ 322
 Altura Media, Perfil Moderado Plus
 COHESIVO III™, SILTEX™



Volumen	Ancho	Altura	Proyección	A	Longitud de Arco	Código	Gel Sizer*
165	9,5	8,9	4,0	3,0	4,9	334-0955	RSZ-0955
195	10,0	9,4	4,2	3,2	5,2	334-1005	RSZ-1005
225	10,5	9,9	4,4	3,3	5,5	334-1055	RSZ-1055
255	11,0	10,3	4,7	3,5	5,7	334-1105	RSZ-1105
295	11,5	10,8	4,9	3,7	6,0	334-1155	RSZ-1155
330	12,0	11,3	5,1	3,8	6,3	334-1205	RSZ-1205
375	12,5	11,8	5,3	4,0	6,5	334-1255	RSZ-1255
420	13,0	12,2	5,5	4,1	6,8	334-1305	RSZ-1305
475	13,5	12,7	5,7	4,3	7,0	334-1355	RSZ-1355

*Probador (Sizer) Reutilizable.

IMPLANTES MAMARIOS GEL COHESIVO III™

CPG™ 323
 Altura Media, Perfil Alto
 COHESIVO III™, SILTEX™



Volumen	Ancho	Altura	Proyección	A	Longitud de Arco	Código	Gel Sizer*
165	9,0	8,5	4,6	3,0	5,3	334-0902	RSZ-0902
195	9,5	8,9	4,8	3,2	5,6	334-0952	RSZ-0952
225	10,0	9,4	5,1	3,4	5,9	334-1002	RSZ-1002
260	10,5	9,9	5,3	3,5	6,2	334-1052	RSZ-1052
300	11,0	10,3	5,6	3,7	6,5	334-1102	RSZ-1102
345	11,5	10,8	5,8	3,9	6,8	334-1152	RSZ-1152
390	12,0	11,3	6,0	4,0	7,1	334-1202	RSZ-1202
440	12,5	11,8	6,3	4,2	7,4	334-1252	RSZ-1252
495	13,0	12,2	6,5	4,4	7,7	334-1302	RSZ-1302
555	13,5	12,7	6,7	4,5	8,0	334-1352	RSZ-1352

CPG™ 332
 Altura Alta, Perfil Moderado Plus
 COHESIVO III™, SILTEX™



Volumen	Ancho	Altura	Proyección	A	Longitud de Arco	Código	Gel Sizer*
175	9,5	9,9	4,0	3,0	4,9	334-0959	RSZ-0959
205	10,0	10,4	4,2	3,1	5,1	334-1009	RSZ-1009
235	10,5	10,9	4,4	3,3	5,4	334-1059	RSZ-1059
270	11,0	11,5	4,7	3,5	5,7	334-1109	RSZ-1109
305	11,5	12,0	4,9	3,6	5,9	334-1159	RSZ-1159
350	12,0	12,5	5,1	3,8	6,2	334-1209	RSZ-1209
395	12,5	13,0	5,3	3,9	6,4	334-1259	RSZ-1259
445	13,0	13,5	5,5	4,1	6,7	334-1309	RSZ-1309
495	13,5	14,1	5,7	4,2	7,0	334-1359	RSZ-1359

CPG™ 333
 Altura Alta, Perfil Alto
 COHESIVO III™, SILTEX™



Volumen	Ancho	Altura	Proyección	A	Longitud de Arco	Código	Gel Sizer*
180	9,0	9,4	4,6	3,1	5,5	334-0904	RSZ-4090
215	9,5	9,9	4,8	3,3	5,8	334-0954	RSZ-4095
250	10,0	10,4	5,1	3,4	6,1	334-1004	RSZ-4100
290	10,5	10,9	5,3	3,6	6,4	334-1054	RSZ-4105
330	11,0	11,5	5,6	3,8	6,8	334-1104	RSZ-4110
380	11,5	12,0	5,8	3,9	7,1	334-1154	RSZ-4115
430	12,0	12,5	6,0	4,1	7,4	334-1204	RSZ-4120
485	12,5	13,0	6,2	4,3	7,7	334-1254	RSZ-4125
545	13,0	13,5	6,5	4,5	8,0	334-1304	RSZ-4130

*Probador (Sizer) Reutilizable.

IMPLANTE EXPANSOR

SILTEX™ BECKER 35
Anatómico Cohesivo II™

SOBRE EXPANSIÓN
TEMPORAL



Vol.	Vol. del Gel	Solución Salina Máx.	Solución Salina y Gel Total	Solución Salina Total	Solución Salina y Gel Total	Ancho	Alt.	Proy.	Código
*145	50	120	170	85-95	135-145	9,5	8,3	4,2	324-0955
*195	70	155	225	110-125	180-195	10,5	9,1	4,6	324-1055
255	90	205	295	145-165	235-255	11,5	10,0	5,1	324-1155
290	100	235	335	170-190	270-290	12,0	10,5	5,3	324-1205
325	110	270	380	190-215	300-325	12,5	10,9	5,5	324-1255
365	125	300	425	215-240	340-365	13,0	11,3	5,7	324-1305
400	130	335	465	240-270	370-400	13,5	11,8	5,9	324-1355
460	160	375	535	270-300	430-460	14,0	12,2	6,2	324-1405
*565	195	460	655	330-370	525-565	15,0	13,1	6,6	324-1505
*685	240	555	795	400-445	640-685	16,0	13,9	7,0	324-1605

* Sujetos a disponibilidad de stock nacional.

KIT CON DOMOS DE INYECCIÓN

DOMOS DE INYECCIÓN 350-DOMPK.

Incluye Domos Estándar y Micro, los conectores de acero inoxidable y los conectores True Lock®.

350-MICRO. Domo Micro, incluye conector de acero inoxidable.

350-STD. Domo Estándar, incluye conector de acero inoxidable.




Todos los implantes/expansores BECKER incluyen un domo de inyección y aguja calibre 23G.

Becker 35 Anatómico




CPX4 EXPANSOR ANATÓMICO TRANSITORIO
(con válvula Incorporada)

SILTEX™ Altura Baja, Estilo 9100*



Volumen	Ancho	Alt.	Proyección	Código
250	11,4	8,1	6,1	354-9111
350	12,7	9,4	6,5	354-9112
450	14,0	10,2	7,1	354-9113
550	15,0	10,9	7,4	354-9114
650	15,7	11,2	7,9	354-9115

SILTEX™ Altura Media, Estilo 9200*



Volumen	Ancho	Alt.	Proyección	Código
275	10,7	9,3	6,2	354-9211
350	11,7	10,0	6,6	354-9212
450	12,7	10,8	7,0	354-9213
550	13,5	11,7	7,4	354-9214
650	14,6	12,6	7,6	354-9215

SILTEX™ Altura Alta, Estilo 9300*



Volumen	Ancho	Alt.	Proyección	Código
250	10,1	10,7	5,6	354-9311
350	11,3	11,8	6,0	354-9312
450	12,3	12,9	6,5	354-9313
550	13,2	13,8	6,9	354-9314
650	14,0	14,6	7,3	354-9315


*Incluye CENTERSCOPE™ (Detector de válvula magnético)

NUEVA GENERACIÓN DE EXPANSOR CPX



VALVULA REMOTA. SUPERFICIE LISA.

REDONDO




Volumen	Diámetro	Proyección	Código
400	11,3	5,9	350-4305M
550	13,4	5,8	350-4307M
700	14,6	6,7	350-4304M

MEDIA LUNA



Volumen	Longitud	Ancho	Proyección	Código
100	11,0	6,9	3,7	350-4313M

RECTANGULAR



Volumen	Longitud	Ancho	Proyección	Código
50	6,9	3,2	3,2	350-4309M
100	6,6	3,2	5,6	350-4301M
250	10,4	7,3	5,6	350-4302M
400	10,6	9,3	6,6	350-4303M



Redondo



Medialuna



Rectangular

Protección Sin Comparación

El Plan de Protección MentorPromise



GRATIS Reemplazo de producto de por vida*:

Para implantes MENTOR® MemoryGel® y CPG®.



COBERTURA 10 AÑOS**

Para implantes MENTOR® MemoryGel® y CPG®. Por contractura capsular (Baker Grado III/IV), doble cápsula o seroma tardío.

Cobertura en implante contralateral*:**

Para implantes MENTOR® MemoryGel® y CPG®.

* En el caso de una ruptura inesperada (pérdida de integridad de la cápsula), **Mentor entregará un reemplazo de un producto MENTOR en el mismo estilo que el implante original, sin cargo a través de la vida del paciente.** Según la petición del cirujano, un implante de diferente estilo puede ser elegido (sujeto a un cargo entre las listas de precio del producto).

** Para pacientes que hayan tenido su cirugía de aumento primario en o **después del 15 de mayo de 2017**, tienen automáticamente producto de reemplazo hasta por 10 años después de la fecha de implantación para las complicaciones como **Contractura Capsular Baker Grado III y Baker Grado IV, Seroma Tardío y Doble Cápsula.** Para pacientes que hayan tenido su cirugía de reconstrucción primaria en o después del 15 de Mayo de 2017, tienen automáticamente producto de reemplazo hasta por 10 años por Seroma tardío y Doble cápsula.

*** De ser requerido a petición del cirujano, MENTOR enviará un **reemplazo de los implantes mamarios MemoryGel® o CPG®** para ser utilizado en el reemplazo del **implante contralateral****, entendiendo que el implante mamario contralateral es un producto de MENTOR.

DGmed

 **MENTOR**® **ETHICON**

PART OF THE *Johnson & Johnson* FAMILY OF COMPANIES

implantesmentorchile



Lo Fontecilla 101, Torre A, of 212, Las Condes , Stgo, Chile.

233 235 309 - contacto@dgmed.cl

www.dgmed.cl